



## W A R N I N G



**WARNING:** CAREFULLY READ USE INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO USE. TO ENSURE PROPER PERFORMANCE OF THE BRACE, FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

**WARNING:** IF YOU EXPERIENCE INCREASED PAIN, SWELLING, OR ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT, IMMEDIATELY CONSULT YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.

**WARNING:** THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER REHABILITATION AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM. CONSULT YOUR LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL REGARDING SAFE AND APPROPRIATE ACTIVITY LEVEL WHILE WEARING THIS DEVICE.

**CAUTION:** FOLLOW APPLICATION AND CARE PROCESS DESCRIBED IN INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.



## A D V E R T E N C I A S



**ADVERTENCIA:** LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS PARA COLOCAR EL APARATO ANTES DE USARLO. PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ADECUADO DEL APARATO, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**ADVERTENCIA:** SI USTED EXPERIMENTA, O TIENEN AUMENTO DE DOLOR, HINCHAZÓN, IRRITACIÓN DE LA PIEL O REACCIONES ADVERSAS DURANTE EL USO DE ESTE PRODUCTO, CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO.

**ADVERTENCIA:** ESTE DISPOSITIVO NO VA A EVITAR O REDUCIR LAS LESIONES. LA REHABILITACIÓN ADECUADA Y LA MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TAMBIÉN SON UNA PARTE ESENCIAL DE UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO SEGURO. CONSULTE CON SU MÉDICO SOBRE EL NIVEL SEGURO Y APROPIADO DE ACTIVIDAD MIENTRAS ESTÉ USANDO ESTE DISPOSITIVO.

**PRECAUCIÓN:** SIGA EL PROCESO DE APLICACIÓN Y CUIDADO DESCRITO EN LAS INSTRUCCIONES.

**PRECAUCIÓN:** PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.



## A V E R T I S S E M E N T S



**AVERTISSEMENT:** LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET LES AVERTISSEMENTS AVANT L'UTILISATION. POUR GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DU CORSET, SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

**AVERTISSEMENT:** SI VOUS RENCONTREZ UNE AUGMENTATION DE LA DOULEUR, DE L'ENFLEMENT OU TOUTE RÉACTION INDÉSIRABLE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.

**AVERTISSEMENT:** CET APPAREIL NE PRÉVIENT NI NE RÉDUIT TOUTES LES BLESSURES. LA RÉADAPTATION APPROPRIÉE ET LA MODIFICATION DES ACTIVITÉS SONT ÉGALEMENT UNE PARTIE ESSENTIELLE D'UN PROGRAMME DE TRAITEMENT SÉCURISÉ. CONSULTEZ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AGRÉÉ CONCERNANT LE NIVEAU D'ACTIVITÉ SÛR ET APPROPRIÉ LORSQUE VOUS PORTEZ CET APPAREIL.

**ATTENTION:** SUIVEZ LE PROCESSUS D'APPLICATION ET D'ENTRETIEN DÉCRIT DANS LES INSTRUCTIONS.

**ATTENTION:** À USAGE UNIQUE SUR PATIENT UNIQUEMENT.



**Essentials Lumbar Braces**  
**LO 627/642 LSO 631/648**  
**LSO 637/650**


Instructions for Use

2885 Loker Ave East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
Toll Free Tel: 1-800-321-0607  
Local: +1-760-795-5440  
Fax: +1-760-795-5295


www.breg.com

© 2022 Breg, Inc. All rights reserved.


**AW-1.04558 Rev A 11/22**




1. Adjust and secure the brace by moving both panels in or out to the desired size. The size markings are clearly labeled on each panel. Align and firmly secure each panel to hook and loop connector. If patient requires a larger size than Universal, a 4XL extension is available.
1. Ajuste y asegure el corsé moviendo ambos paneles hacia adentro o hacia afuera al tamaño deseado. Las marcas de tamaño están claramente etiquetadas en cada panel. Alinee y asegure firmemente cada panel al conector de gancho y bucle. Si el paciente requiere un tamaño más grande que Universal, hay disponible una extensión 4XL.
1. Ajustez et fixez l'accolade en déplaçant les deux panneaux vers l'intérieur ou vers l'extérieur à la taille souhaitée. Les marques de taille sont clairement étiquetées sur chaque panneau. Alineez et fixez solidement chaque panneau au connecteur auto-agrippant. Si le patient a besoin d'une taille plus grande que Universal, une extension 4XL est disponible.




2. Position the brace so that it is centered and low on the back.
2. Coloque el corsé de manera que quede centrado y bajo en la espalda.
2. Positionnez l'accolade de manière à ce qu'il soit centré et bas sur le dos.



3. Pull belt panel ends forward, around the waist placing right belt panel on top of left belt panel to engage hook and loop.
3. Jale los extremos del panel del cinturón hacia adelante, alrededor de la cintura, colocando el panel derecho del cinturón sobre el panel izquierdo del cinturón para enganchar el gancho y el lazo.
3. Tirez les extrémités du panneau de ceinture vers l'avant, autour de la taille en plaçant le panneau de ceinture droit sur le dessus du panneau de ceinture gauche pour engager le crochet et la boucle.



4. Have patient slip their thumbs through the adjustment pull rings. Pull forward and around for secured adjustment.
4. Haga que el paciente deslice los pulgares a través de los anillos de ajuste. Tire hacia adelante y alrededor para un ajuste seguro.
4. Demandez au patient de glisser ses pouces dans les anneaux de réglage. Tirez vers l'avant et autour pour un réglage sécurisé.



5. Apply comfortably, and then secure pull rings by pressing firmly onto front of the brace. Adjust as needed.
5. Aplíquelo cómodamente y luego asegure los anillos de tiro presionando firmemente en la parte delantera del aparato ortopédico. Ajuste según sea necesario.
5. Appliquez confortablement, puis fixez les anneaux de traction en appuyant fermement sur le devant de l'orthèse. Ajustez au besoin.